




МЕДИЛАЙН

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ЗГІДНО ВИМОГ НСЗУ

РЕАБІЛІТАЦІЙНА ДОПОМОГА
ДОРΟΣЛИМ І ДІТЯМ У
СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ

В РАМКАХ
ПРОГРАМИ МЕДИЧНИХ
ГАРАНТІЙ НА 2025 РІК





ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДОРΟΣЛИХ ТА ДІТЕЙ У СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПІДНЯТТЯ ПАЦІЄНТА В ЛІЖКУ

Стельовий підйомник GH1 з підйомним кронштейном, підвісною рейковою та зарядною системами

КРИСЛО ДЛЯ ДУША

Стілець для ванни АКВОСЕГО

ШИРОКА КУШЕТКА З РЕГУЛЯЦІЄЮ ПО ВИСОТІ

Реабілітаційний стіл широкий з ручним регулюванням висоти
CP-3-Б (з колесами)

Реабілітаційний стіл для терапії широкий з електричним регулюванням висоти
CP-3E-Б (з колесами)

ДОПОМІЖНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОБІЛЬНОСТІ РІЗНОГО ТИПУ І РОЗМІРУ ВІДПОВІДНО З РОЗПОДІЛОМ ДЛЯ ДОРΟΣЛИХ ТА ДІТЕЙ

Коляски для осіб з особливими потребами РЕЙСЕР

Коляски для осіб з особливими потребами РЕЙСЕР ЕВО

ОРТЕЗИ, БАНДАЖІ, СЛІНГИ

Ортез для нижніх кінцівок ОКД-32

ЗАСОБИ ДЛЯ ПОЗИЦІОНУВАННЯ РІЗНИХ ФОРМ ТА РОЗМІРІВ

Набір аксесуарів для Бобат-терапії

(в комплекті: Валик реабілітаційний ВР, Напіввалик реабілітаційний ПР, Куб реабілітаційний КОР та Клин реабілітаційний КР)

ОБЛАДНАННЯ, МАТЕРІАЛИ ТА ЗАСОБИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ УЧАСТІ В АКТИВНОСТЯХ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДНОВЛЕННЯ КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ

Сходи для відновлення навиків ходьби з похилою рампою С/У

Сходи для відновлення навичок ходьби - С/У-С

Кабіна для підвісної терапії ВСЦ-4
(в комплекті набір аксесуарів стандартний)

Кабіна для підвісної терапії ВСЦ-4
(в комплекті набір аксесуарів повний)

Кабіна для підвісної терапії ВСЦ-4
(в комплекті набір аксесуарів повний та реабілітаційний стіл з електричним регулюванням висоти CP-3E)

Програмно-технічний комплекс для когнітивної терапії РехаКом

М'ЯЧІ (ФІТБОЛИ) РІЗНОГО РОЗМІРУ І ФОРМИ

Набір гімнастичних м'ячів

(в комплекті М'яч Овербол (діам.25 см), М'яч гімнастичний Боді Болл 85 (діам. 85см; колір: червоний), М'яч гімнастичний Фізіо 95 (діам.95см; колір синій) та М'яч гімнастичний Фізіо 120 (діам.120см; колір червоний)

СТЕП ПЛАТФОРМИ

Платформа-степер балансувальна Мувін-степ (35x35см; колір фіолетовий)

ВЕЛОТРЕНАЖЕР

Пристрій для реабілітації MOTOMed loop.la для ніг та рук

Пристрій для реабілітації MOTOMed layson.la для ніг та рук

МЕХАНІЧНІ ТА/АБО АВТОМАТИЧНІ РОТОРИ ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ ВЕРХНІХ ТА НИЖНІХ КІНЦІВОК

Пристрій реабілітаційний для верхніх кінцівок РГ-1

Пристрій реабілітаційний для нижньої кінцівки РДВ

Пристрій реабілітаційний для нижніх кінцівок РД-1

Пристрій реабілітаційний на супінацію передпліччя РС-1

Пристрій реабілітаційний для нижньої кінцівки РДВ (з фіксатором стопи)

Пристрій реабілітаційний для нижніх кінцівок РД-1 (з фіксатором стопи)

Пристрій реабілітаційний для плечового суглобу РБ-1

Пристрій реабілітаційний для верхніх кінцівок РГ-1 (з регулюванням висоти)

Пристрій для реабілітації суглобів зап'ястка ПІКТОР

Пристрій для реабілітації гомілково-ступневого суглоба ДРАКО

Пристрій для реабілітації гомілково-ступневого та колінного суглобів АВІОР

РЕАБІЛІТАЦІЙНІ БІГОВІ ДОРІЖКИ

Доріжка КОЛІЗ Терапія - для медичного застосування

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС РЕАБІЛІТАЦІЇ

Багатофункціональний реабілітаційний комплекс КОЛІЗ Трак 60Е

МОДУЛЬ АКТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Стельовий підйомник СНЗ+ з підйомним кронштейном, підвісною рейковою та зарядною системами та активним модулем для реабілітації

КОМПЛЕКТ ГУМОВИХ ДЖГУТІВ, ГАНТЕЛІ, ОБТЯЖУВАЧІ, ТЕРАПЕВТИЧНІ РЕЗИНКИ, ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ПЛАСТИЛІН

Набір інвентарю:

Обтяжувачі для зап'ястка та гомілки (0,5 кг (пара) + 1 кг (пара)+2кг (пара)),
Еластична трубка з рукоятками 120см (слабка, колір жовтий)

Набір гантелей з вініловим покриттям

Набір терапевтичного пластиліну різної жорсткості

Набір обтяжувачів для зап'ястка/гомілки

РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ПОЯСИ ДЛЯ СТРАХУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ПІД ЧАС ХОДЬБИ

Пояс для переміщення пацієнта АМ-П

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ СЕНСОРНИХ ТА РУХОВИХ ФУНКЦІЙ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ

Набір інвентарю для відновлення сенсорних та рухових функцій верхньої кінцівки

в комплекті:

- Набір м'ячиків-присосок Тера Воллі (28шт.; діам.5,5см),
- Майстер плюс (м'який м'яч - синій),
- Тренажер для зап'ястку з регулюванням опору,
- Ролик сенсорний (16см; колір синій),
- М'ячик сенсорний Рефлекс 6 (40гр.; діам.6см; колір синій),
- М'ячик сенсорний Рефлекс 9 (120гр.; діам.9см; колір синій),
- Кільце сенсорне Аку-рінг (діам.17см) шт.)

Набір терапевтичного пластиліну різної жорсткості

Набір еспандерів для розробки верхніх кінцівок

Апарат для реабілітації руки

ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОТЯГУВАННЯ ТА ХАПАННЯ, ОДЯГАННЯ/РОЗДЯГАННЯ ТА АДАПТИВНИЙ ОДЯГ

Столик мануальний для реабілітації з навантаженням ТБ/О

ВЕРТИКАЛІЗАТОРИ РІЗНИХ ТИПІВ ТА РОЗМІРІВ

Пристрій реабілітаційний СМАРТ

Пристрій реабілітаційний АКТИВАЛ

Пристрій реабілітаційний ЗЕБРА ІНВЕНТО

Пристрій реабілітаційний КОТИК І

Пристрій реабілітаційний ПАРАПІОН

Пристрій реабілітаційний ПАРАМОБІЛЬ

Пристрій реабілітаційний КОТИК ІІ ІНВЕНТО

Пристрій реабілітаційний ДАЛМАТИН ІНВЕНТО

Вертикалізатор ІзіСтенд Бантам

Вертикалізатор ІзіСтенд СтрепСтенд

Пристрій реабілітаційний ЛІФТЕР

Вертикалізатор ІзіСтенд Цінг

Вертикалізатор ІзіСтенд Глайдер

Вертикалізатор ІзіСтенд Еволв

ПОРУЧНІ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ВЗДОВЖ ЗАЛУ ТА/АБО БРУСИ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ У ЗАЛІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ

Бруси для відновлення навиків ходьби П/У

БРУСИ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ З ПЕРЕШКОДАМИ;

Бруси для відновлення навиків ходьби з перешкодами Т/У

Динамічні сходи-бруси ДСТ 8000

НАПІВСФЕРА БАЛАНСУВАЛЬНА НА ПЛАТФОРМІ

Напівсфера балансувальна на платформі

ПОДУШКА БАЛАНСИР

Диск балансувальний Диск-о-сіт

Програмно-технічний комплекс Balance Trainer

Набір для балансування:

Дошка для балансування Фрімен та Диск для балансування (60 см)

Диск балансувальний Стабіліті-вел (діам.40см.;колір сірий)

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ СИЛИ ТА ОБ'ЄМУ РУХІВ У СУГЛОБАХ КІНЦІВОК

Апарат для реабілітації руки CI-XP06E

Пристрій для реабілітації MOTomed movi для ніг та рук

ОБЛАДНАННЯ, ІГРАШКИ ТА/АБО МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕНСОРНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ ТА РОЗВИТКУ РУХОВИХ НАВИЧОК

Набір інвентарю для сенсорної реабілітації

НАСТІННЕ ДЗЕРКАЛО ТА/АБО МОБІЛЬНЕ ДЗЕРКАЛО НА КОЛІЩАТКАХ

Дзеркало корегуюче – одинарне (1,40м X 0,60м) Л-01

Дзеркало корегуюче з бічними дзеркалами(0,35-0,70-0,35) x 1,60м.
Л-02

Дзеркало корегуюче з бічними дзеркалами(0,70-0,70-0,70) x 1,60 м.
Л-03

МЕХАНІЧНИЙ ТА/АБО АВТОМАТИЧНИЙ РОТОР ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ ВЕРХНІХ ТА НИЖНІХ КІНЦІВОК ДЛЯ ЛЕЖАЧИХ ХВОРИХ

Пристрій для реабілітації MOTomed layson.la для ніг та рук

МЕХАНІЧНИЙ ТА/АБО АВТОМАТИЧНИЙ РОТОР ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ ГОМІЛКОВОСТОПНИХ ТА КОЛІННИХ СУГЛОБІВ

Пристрій для реабілітації гомілково-ступневого та колінного суглобів АВІОР

Пристрій реабілітаційний для нижніх кінцівок РД-1

Пристрій реабілітаційний для нижньої кінцівки РДВ (з фіксатором стопи)

МЕХАНІЧНИЙ ТА/АБО АВТОМАТИЧНИЙ РОТОР ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИХ ТА ЛІКТЬОВИХ СУГЛОБІВ

Пристрій для реабілітації суглобів зап'ястка ПІКТОР

Пристрій реабілітаційний для верхніх кінцівок РГ-1 (з регулюванням висоти)

Наше обладнання представлено в:




superhumans Center

**SUPERHUMANS
CENTER**



UNBROKEN

НАЦІОНАЛЬНИЙ
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN)



**RECOVERY
CENTER**



РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМЕНІ
ЮРІЯ СЕМЕНЮКА



ПЕРШЕ МЕДИЧНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ ЛЬВОВА



ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
ОБЛАСНА КЛІНІЧНА
ЛІКАРНЯ



КИЇВСЬКА ОБЛАСНА
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ



ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ
ЦЕНТР НЕЙРОХІРУРГІЇ ТА
НЕВРОЛОГІЇ (М. УЖГОРОД)



РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ
ВІЙНИ


Чому саме ми?



БІЛЬШЕ 20 РОКІВ
НА РИНКУ!



МИ ПОСТАЧАЄМО
РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ
ОБЛАДНАННЯ ЯК ДЛЯ
ДОРΟΣЛИХ,
ТАК І ДЛЯ ДІТЕЙ



НАША КОМПАНІЯ Є
ПРЯМИМ ТА
ЕКСКЛЮЗИВНИМ
ІМПОРТЕРОМ!



МИ ПРАЦЮЄМО ЯК З
ЮРИДИЧНИМИ,
ТАК І ФІЗИЧНИМИ
ОСОБАМИ

RECK MOTOmed



EasyStand

AKCESMED
Our passion - your independence!

Ми є офіційним
представництвом
в Україні
таких торгових
марок

Guldmann™

MEDITRAC

HASOMED

Stepless
by Guldmann



GYMNIC
The Way to Move

SPRINTEX
NATURAL MOVEMENTS

Ми безкоштовно доставимо Вам
обладнання в будь-яку точку України



 **НОВА ПОШТА**

SAT
ЛОГІСТИКА
ДЛЯ БІЗНЕСУ

Delivery
GROUP

З НАМИ СПІВПРАЦЮЮТЬ



РЕАБІЛІТАЦІЙНІ
ЦЕНТРИ



ЛІКАРНІ



МЕДИЧНІ ЦЕНТРИ



КЛІНІКИ



ФІЗ. ОСОБИ



ПОЛІКЛІНІКИ



ГОСПІТАЛІ



САНАТОРІЇ

Короткий обзор обладнання



СТЕЛЬОВИЙ ПІДЙОМНИК СНІ

Комплекс призначений для вертикалізації пацієнта, його підтримки та для активного відновлення рухових функцій і навичок ходьби.



Сфери застосування:

- ✓ обслуговування лежачих пацієнтів
- ✓ переміщення лежачих пацієнтів в операційних, перевертання та підтримка під час операції
- ✓ фізичні вправи для лежачих пацієнтів
- ✓ гігієнічні процедури для сидячих пацієнтів
- ✓ пересаджування сидячих пацієнтів
- ✓ рання вертикалізація та підтримка самообслуговування

Широкий вибір строп дозволяє використовувати підйомник для підняття пацієнта в ліжку в палаті та реанімаційних відділеннях.

ПЕРЕВАГИ


Багатофункціональність – модуль можна використовувати для рухової реабілітації, при занятті на паралельних брусах чи на реабілітаційній біговій доріжці

Зниження травм та навантаження на обслуговуючий персонал

Висока вантажопідйомність – 175кг (опціонально 200/250кг)

Покращення умов самообслуговування пацієнтів

Рання мобілізація пацієнтів





Підйомник є основою модуля активної реабілітації GH1.



Електродвигун підйомника забезпечує плавний і рівномірний підйом або спуск пацієнта.

Також в процесі реабілітації можна міняти рівень навантаження на опорно-рухову систему пацієнта, піднімаючи або опускаючи підйомник за допомогою дистанційного пульта управління.



За допомогою дистанційного пульта керування підйомник піднімає пацієнта з сидячого/лежачого положення у вертикальне положення і підтримує його в такому положенні протягом всього процесу реабілітації.

Три різних типи рейок доступні для стельового підйомника GH1, кожен з яких спеціально призначений для певних конструктивних особливостей приміщень та вантажопідйомних операцій.



Простота використання - модуль просто встановити та зняти, стропи легко і швидко одягаються і знімаються, а дистанційний пульт керування дозволяє легко керувати підйомником.

КРИСЛО ДЛЯ ДУША АКВОСЕГО - просте і новаторське рішення, що допомагає при догляді за людьми з обмеженими можливостями.

Стілець складається з міцної алюмінієвої рами, захищеної від впливу води. Трубки рами покриті м'якою оболонкою, щоб не пошкодити ванну або басейн.

Підголівник, фіксатори тулуба та нижніх кінцівок - дозволяють прийняти правильне положення тіла у кріслі.



Система шарнірів із широким діапазоном регулювання дозволяє налаштувати крісло під пацієнта.



Можливість регулювати кут нахилу підніжки і спинки, а також висоту і кут нахилу сидіння.

ШИРОКА КУШЕТКА З РЕГУЛЯЦІЄЮ ПО ВИСОТІ



З РУЧНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ВИСОТИ
СР-3-Б



З ЕЛЕКТРИЧНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ
ВИСОТИ СР-3Е-Б

РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ СТИЛ З ШИРОКОЮ ПОВЕРХНЕЮ 120СМ
СПЕЦІАЛЬНО РОЗРОБЛЕНИЙ ДЛЯ КІНЕЗОТЕРАПІЇ ПО
МЕТОДИКАМ БОБАТА, ВОЙТА, РНФ.

СТОЛИ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА
ДОРОСЛИХ З НЕВРОЛОГІЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ РУХОВОЇ
СИСТЕМИ, ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ, ДЦП.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:



ДВОХСЕКЦІЙНА
ПОВЕРХНЯ



НОЖНА ПЕДАЛЬ
АБО РАМА ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ
ВИСОТИ СТОЛУ



КОЛЕСА
(ВИДВИЖНЕ ШАСІ)



МАКСИМАЛЬНА ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ: 200 КГ АБО 300 КГ.
РОЗМІР РОБОЧОЇ ПОВЕРХНІ Д Х Ш: 200 X 120СМ.

Засоби реабілітації для забезпечення мобільності



Спеціальна коляска РЕЙСЕР/ РЕЙСЕР ЕВО використовується для дітей та дорослих з обмеженими можливостями.

- ✓ Міцна конструкція коляски надійно стабілізує пацієнта і це надає йому відчуття безпеки
- ✓ Забезпечує правильне сидяче положення або відпочинок напівлежачи



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- складна рама на колесах із заднім гальмом;
- регульована підніжка з ременями для фіксації стоп;
- зйомний міжстегновий клин;
- регульована спинка, бічні подушки, жилет, регульований підголівник;
- передній бампер, рукоятка;
- передні поворотні колеса (тільки в моделі РЕЙСЕР ЕВО).

РЕЙСЕР / РЕЙСЕР ЕВО	РОЗМІР 1	РОЗМІР 2	РОЗМІР 3	РОЗМІР 4
Орієнтовний зріст користувача*, см	< 120	< 150	< 180	< 180
Ширина сидіння, [см]	33	36	39	45
Глибина сидіння, [см]	33	43	47	47
Висота спинки (з підголівником), см	50-62	60-72	66-84	66-84
Ширина спинки [см]	30	32	36	41
Висота спинки (без підголівника), см	62	72	84	84
Довжина стопи, [см]	20	20	22	22
Кут нахилу спинки	90°-140°	90°-135°	90°-140°	90°-140°
Кут нахилу сидіння	20°	20°	20°	20°
Кут нахилу підніжки	100°-120°	100°-125°	100°-120°	100°-120°
Максимальна вага користувача, кг	35	50	60	90



Великі колеса для ідеальної амортизації



Поворотний клин, що адаптується під клієнта



Надійний механізм, що складається способом "книжка"

ОРТЕЗ ДЛЯ НИЖНІХ КІНЦІВОК ОКД-32



ОРТЕЗ ДЛЯ НИЖНІХ КІНЦІВОК - НАДАЄ ВІДМІННУ ПІДТРИМКУ В ВЕРТИКАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕННІ, СТАБІЛІЗУЮЧИ СТЕГНО-КОЛІНО-ГОМІЛКОВОСТОПНІ СУГЛОБИ, ДЛЯ ОТРИМАННЯ АБО ВІДНОВЛЕННЯ НАВИЧОК ХОДИ ДІТЯМ ТА ПІДЛІТКАМ.

ПОКАЗАННЯ

- ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ (ДЦП)
- КВАДРІПЛЕГІЯ / ТЕТРАПЛЕГІЯ
- ДИСКІНЕЗІЯ (АТЕТОЗ, ХОРЕЯ)
- ДИСТОНІЯ
- РОЗЩЕПЛЕННЯ ХРЕБТА
- ПАРАПЛЕГІЯ
- КОНТРАКТУРИ ДРІБНИХ М'ЯЗІВ
- РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ
- ПАТОЛОГІЯ ХОДИ



ОРТЕЗ ДЛЯ НИЖНІХ КІНЦІВОК СКЛАДАЄТЬСЯ З 3-Х ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ:


1. ОРТЕЗ СТЕГНА ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМИ РЕГУЛЬОВАНИМИ РУЧКАМИ
2. ОРТЕЗ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ З РЕГУЛЮВАННЯМ (ОРТЕЗ КОЛІНО-ЩИКОЛОТКА-СТОПА).
3. ОРТЕЗ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ З РЕГУЛЮВАННЯМ (ОРТЕЗ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА).

ЗАСОБИ ДЛЯ ПОЗИЦІОНУВАННЯ

Реабілітаційні валики, напіввалики, куби та клини використовуються в фізіотерапії, масажі, Бобат-терапії.

Їх застосування корисно для розтягнення структур

- **м'язових тканин**
- **зв'язок**
- **сухожиль і суглобів**



Сходи універсальні для навчання ходьби з похилою рампою С/У - призначені :

- ✓ для відновлення рухових функцій
- ✓ відновлення навичок ходьби після перенесених травм опорно-рухового апарату та нервової системи
- ✓ тренування сили ніг, для реабілітації


Сходи для навчання ходьби двосторонні С/У-С - призначені для сприяння у відновленні рухових функцій. Сходи зроблені зі сталевих секцій, з фанери, покриті нековзаючим килимом.

Поручні регулюються по висоті (від 63 до 115 см) та ширині (від 35 до 63/75 см)



КАБІНА ДЛЯ ПІДВІСНОЇ ТЕРАПІЇ ВСЦ-4

Кабіна для підвислої терапії ВСЦ-4 є важливим елементом універсального кабінету для відновного лікування. Вона призначена для проведення індивідуальної кінезотерапії.



Може використовуватись для 2 різних методів:

- 1** Система блоків і підвісок з реабілітаційною кушеткою або кріслом;
- 2** Система динамічної підтримки в клітці «Павук» з використанням поясу і еластичних шнурів.

Підвисна терапія – це спеціальна підвисна система навантаження

опорно-рухового апарату для відновлення амплітуди руху, нормалізації тону м'язів та збільшення їхньої сили, покращення балансу та розвитку координації рухів.

Показання до застосування:

ЗАХВОРЮВАННЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ, ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ

остеохондроз хребта, сколіоз, порушення постави

СИЛОВІ ТА ІГРОВІ ВИДИ СПОРТУ ТА ФІТНЕС


реабілітація після травм; тренування функціональної сили, швидкості, координації, витривалості

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

больові відчуття в області великих суглобів і хребта з функціональними порушеннями; обмеження рухів у хребті та великих суглобах (колінний, кульшовий, плечовий, ліктьовий)

ЗАХВОРЮВАННЯ І ТРАВМИ ГОЛОВНОГО І СПИННОГО МОЗКУ З РУХОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ

інсульт, травма головного мозку, нейроінфекції, розсіяний склероз, спинномозкова травма хребта, дитячий церебральний параліч (ДЦП) та ін.



Можна використовувати повне підвішування, активні вправи з дозованим опором, а також активні вправи з підтримкою та використанням системи блоків і вантажів, еластичних шнурів.

Програмно-технічний комплекс для когнітивної терапії РехаКом

РехаКом - це програмно-технічний комплекс для комп'ютерної когнітивної реабілітації. Цей практичний інструмент допомагає терапевту у реабілітації когнітивних розладів, які впливають на певні аспекти уваги, концентрації, пам'яті, сприйняття повсякденного життя та багато іншого.



СТУПЕНІ КОГНІТИВНОЇ ТЕРАПІЇ

Індивідуалізувати терапію

Самоадаптаційний режим кожного модуля може бути адаптований до різних терапевтичних завдань. Параметри можна регулювати для контролю тривалості терапії, кількості завдань, робочої швидкості, зворотного зв'язку тощо.

Почати терапію

Перед початком терапії терапевт повинен представити пацієнту завдання терапії.

Після етапу ознайомлення з інструкціями пацієнт працює від 15 до 60 хвилин.

Комп'ютер спостерігає за пацієнтом протягом всієї терапії.

Проаналізувати результати терапії

Усі результати скринінгу та терапії автоматично зберігаються у даних пацієнта.

Завдяки детальній фіксації прогресу терапії легко визначитися з наступним терапевтичним заходом.

Після визначеної кількості терапевтичних сеансів результати терапії можна контролювати, повторюючи скринінг.

ЯКІ САМЕ МОДУЛІ ПРОПОНУЄ РЕХАКОМ?

- ✓ тренування уваги
- ✓ тренування пам'яті
- ✓ тренування виконавчих функцій
- ✓ тренування поля зору
- ✓ тренування візуально-моторних здібностей



М'ЯЧІ (ФІТБОЛИ) РІЗНОГО РОЗМІРУ І ФОРМИ

“Овербол” – це гумовий м'яч для ЛФК та реабілітації. Завдяки невеликому розміру та м'якості, можна виконувати повільні і плавні рухи. В результаті такої гімнастики: тренується правильна постава, почуття природної координації тіла, покращується робота вестибулярного апарату, перерозподіляється тонус всіх груп м'язів.



Фізіо – це гумовий м'яч абсолютно круглої форми, що дозволяє безперешкодно здійснювати переكاتи. Висока якість та міцність виробу - витримує навантаження до 300 кг. Всі м'ячі безпечні у використанні, тому що у разі пошкодження вони не розриваються, а поступово здуваються.

М'ячі Боді Болл набагато м'якіші, ніж традиційні м'ячі. Боді Болл – ідеальний багатоцільовий м'яч, який можна використовувати особам з нервово-м'язовими проблемами. Цей м'яч допомагає розвивати сенсорні навички, координацію та рівновагу.



Платформа-степер балансувальна Мувін-степ – тренажер, який можна використовувати в реабілітації та лікуванні наслідків травм і захворювань опорно-рухової системи. Мувін-степ забезпечений перехідним клапаном, за допомогою якого можна легко регулювати переміщення повітря в подушках, що дозволяє змінювати інтенсивність навантажень.



ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ MOTOMED LOOP.LA ДЛЯ НІГ ТА РУК

Унікальний
цифровий інтелект,
неповторний дизайн

Висока якість матеріалу корпусу MOTOMed наступного покоління з м'яко закругленими поверхнями відповідає високим гігієнічним вимогам в медичних установах.

Зміна тренування за допомогою програми

Пацієнт може керувати зміною між тренуваннями рук та ніг одним дотиком на дисплеї без допомоги спеціаліста мед закладу

Зручне регулювання висоти, за допомогою якого пацієнти можуть регулювати висоту положення ніг і рук без використання додаткових інструментів.



ТРИ РЕЖИМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ:

- 1 Пасивний** - моторизований рух без фізичних зусиль
- 2 Асистивний** - функція "Сервотренування" забезпечує плавний перехід від пасивного до активного тренування.
- 3 Активний** - тренування з точно регульованими рівнями опору зміцнює м'язи ніг, рук та верхньої частини тіла,

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПРИСТРОЇВ MOTOMED



Захист руху

У разі виникнення судоми, спастики або рухової блокади функція **MOTOMed** "Захист руху" зупиняє обертання педалей тренажера.

Симетричне тренування

Функція "Симетричне тренування" цілеспрямовано тренує "слабшу" сторону тіла пацієнта.

При **односторонньому неврологічному дефіциті**, можна цілеспрямовано здійснювати терапію для ослабленої частини тіла, що також запобігає перевантаженню здорових кінцівок тіла.

Оцінка результатів тренування

Всі моделі MOTOMed дають пацієнту зворотній зв'язок щодо результатів тренування.

Дані тренування, такі як

- тривалість та дистанція
- симетрія
- витрачена енергія
- тонус

можуть бути прочитані користувачем на екрані в режимі реального часу, або ж у вигляді загального аналізу після тренування.


Спазм контроль

Програма "Спазм контроль" з автоматичною зміною напрямку обертання педалей знижує спастичність м'язів у відповідності з наступним терапевтичним принципом:

- **флексорна спастичність знижується за рахунок повільного випрямлення**
- **екстензорна спастичність - завдяки згинанню кінцівок.**

Під час роботи даної програми електромотор плавно зупиняє обертання педалей і після короткої паузи відбувається плавна зміна напрямку обертання педалей.

ПОКАЗАННЯ



розсіяний склероз



інсульт



хвороба Паркінсона



черепно-мозкова травма



спастичний параліч



параплегія



ортопедія



хронічна обструктивна хвороба легень



ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ MOTOMED LAYSON.LA ДЛЯ НІГ ТА РУК

MOTomed layson - це універсальний медичний тренажер, що забезпечує тренування ніг або рук і ніг лежачих пацієнтів в пасивному, активному, а також а асистивному (з підтримкою електромотора) режимі.



За рахунок додаткової опції – розсувного шасі, MOTomed layson можна встановити з економією місця біля ліжка пацієнта.

Можливість вибору терапевтичних режимів дозволяють проводити ефективні тренування безпечно і незалежно, завдяки функціям "Захист руху" і "Спазм контроль".



Під час тренування пацієнти можуть бачити інформацію на дисплеї за допомогою різних показників зворотного біологічного зв'язку, а в кінці тренування відображається повний огляд результатів



Для тренування ніг MOTomed layson додатково комплектується пристроєм "TrainCare", за допомогою якого можна індивідуально адаптувати гомілки пацієнта.

Ротори для тренування верхніх та нижніх кінцівок призначені для :

- розробки верхніх або нижніх кінцівок
- збільшення сили та об'єму рухів в суглобах
- реабілітації та відновленні рухових функцій після травм опорно-рухового апарату, протезування, захворюваннях нервової системи.

Всі пристрої мають регулятор навантаження для збільшення сили опору.



Реабілітаційні пристрої необхідно закріпити на бокову стінку kabini ВСЦ-4 або до стіни.



Пристрій реабілітаційний для верхніх кінцівок РГ-1

Пристрій реабілітаційний для верхніх кінцівок РГ-1 (з регулюванням висоти)



Пристрій реабілітаційний для нижньої кінцівки РДВ

Пристрій реабілітаційний для нижньої кінцівки РДВ (з фіксатором стопи)



Пристрій реабілітаційний для плечового суглобу РБ-1

Пристрій реабілітаційний на супінацію передпліччя РС-1



Пристрій реабілітаційний для нижніх кінцівок РД-1 (з фіксатором стопи)

Пристрій реабілітаційний для нижніх кінцівок РД-1

ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ СУГЛОБІВ ЗАП'ЯСТКА ПІКТОР

Пристрій призначений для комплексної реабілітації променево-зап'ястного суглобу на основі активних і самостійних вправ, які необхідні для відновлення функцій анатомічних рухів зап'ястя.

Функції:



Активна, асистивна, з опором функціональна реабілітація



Визначення анатомічних осей суглобів



Ефективність і зручність використання.



Адаптація до різних видів порушень.

Діапазон рухів:


- Згинання та розгинання зап'ястя: 90°
- Приведення променево-зап'ясткового суглоба в сагітальній площині: 72°
- Відведення променево-зап'ясткового суглоба в сагітальній площині: 90°
- Пронація/супінація передпліччя: 90°



Згинання і розгинання зап'ястка: асистивно, активно, з опором



Приведення і відведення зап'ястка: асистивно, активно, з опором



Пронація/супінація передпліччя: асистивно, активно, з опором



ОСОБЛИВОСТІ СТОЛУ:

Багатофункціональність

Легко здійснювати дезінфекцію

Мобільність

ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ГОМІЛКОВО-СТУПНЕВОГО СУГЛОБА ДРАКО



Пристрій дозволяє виконувати асистивні, активні вправи та вправи з опором для гомілковостопного суглобу. Варіант вправ із самопомогою дозволяє терапевту контролювати більше одного пацієнта одночасно.



Підошовне згинання і тильне згинання гомілковостопного суглоба: асистивно, активно, з опором



Пронація та супінація гомілковостопного суглоба: асистивно, активно, з опором



Багатовимірні вправи для гомілковостопного суглоба: асистивно, активно, з опором

ПІД ЧАС ТРЕНУВАННЯ ПАЦІЄНТ САМ ВИЗНАЧАЄ СВІЙ БОЛЬОВИЙ ПОРІГ, ТОМУ ВИКОНАННЯ ВПРАВ Є БЕЗПЕЧНИМ ТА КОМФОРТНИМ.



ДІАПАЗОН РУХІВ:

- Тильне згинання: 40°
- Підошовне згинання: 47°
- Пронація/супінація: 34°

ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ГОМІЛКОВО-СТУПНЕВОГО ТА КОЛІННОГО СУГЛОБІВ АВІОР



Пристрій AVIOP забезпечує ефективну реабілітацію за допомогою самостійної активності, долання опору та функціональних вправ гомілковостопного суглоба. AVIOP також передбачає можливість реабілітації колінного суглобу, що досягається шляхом асистивного, активного згинання та розгинання.



Підошовне згинання і тильне згинання гомілковостопного суглоба: асистивно, активно, з опором





Пронація та супінація гомілковостопного суглоба: активно, з опором



Багатовимірні вправи для гомілковостопного суглоба: асистивно, з опором

ДІАПАЗОН РУХІВ:

- ✓ Тильне згинання: 40°
- ✓ Підошовне згинання: 35°
- ✓ Пронація/супінація: 31°
- ✓ Розгинання коліна: 40°
- ✓ Згинання коліна: 30°



РЕАБІЛІТАЦІЙНІ БІГОВІ ДОРІЖКИ

ДОРІЖКА КОЛІЗ ТЕРАПІЯ

Використовується в реабілітації, відновленні та підтримці загальної працездатності та навиків ходьби, для нарощування м'язової сили, витривалості та фізичної підготовленості.



ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Кардіологія: Тренування серцево-легеневої системи

Пневмологія: Тренування дихання під навантаженням

Ортопедія: Тренування нижніх кінцівок, мобілізація суглобів, Тренування ходи після ампутації (протезування) та інсульту

Стимуляція метаболізму за допомогою тренувань на м'язову витривалість

ПЕРЕВАГИ

1

Можливість плавного налаштування дуже низької швидкості бігового полотна (для базової моделі – швидкість від 0,1 до 13 км/год).

2

Алюмінієві пластини виготовлені із спеціальної еластичної і довговічної гуми. Міцні та не потребують особливого догляду за покриттям.

3

Рейкове бігове полотно доріжки вбирає в себе ударне навантаження ефективно запобігаючи поширенню переломів в поперековому відділі хребта та суглобах ніг.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС КОЛІЗ - ТРАК 60E

для відновлення опорно-рухового апарату: об'єднана система розвантаження ваги пацієнта і реабілітаційної доріжки з паралельними брусами.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Еластична рейкова бігова поверхня



Точне відображення всіх параметрів на дисплеї



Точне налаштування швидкості



Плавне прискорення



Наявність системи розвантаження ваги пацієнта з електроприводом



Не вимагає спеціального обслуговування

Додаткові опції:

- ✓ Опори для пахв з регулюванням по висоті та ширині
- ✓ Додаткова кнопка аварійного вимкнення на бічному поручні
- ✓ Пандус шириною 80см та довжиною 100см
- ✓ Додаткові реабілітаційні стропи для підтримки пацієнта у вертикальному положенні



МОДУЛЬ АКТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

СТЕЛЬОВИЙ ПІДЙОМНИК GH3+

(в комплекті з динамічним модулем) забезпечує компенсацію (розвантаження) ваги для пацієнтів з фізичними обмеженнями.



Ранній початок рухової активності пацієнта, використовуючи підйомник GH3+ з динамічним розвантаження ваги.

- 1 Компенсація (зменшення) ваги пацієнта до 100 кг з кроком 1 кг
- 2 Запобігання від падіння
- 3 Простота у використанні та управлінні
- 4 Реабілітаційні процедури до 30 хвилин
- 5 Здійснення підйому, коли не використовуються для реабілітаційних вправ



Типові реабілітаційні вправи з динамічною компенсацією ваги:

- Присідання і випади
- Вправи в положенні стоячи на одній нозі або з перенесенням ваги з однієї на іншу
- Активні ігри для розвитку пропріоцепції
- Тренування підйому/спуску по сходах
- Відновлення ходьби по прямій, з перешкодами
- Тренування балансу (стоячи та сидячи)
- Вставання на ноги з положення сидячи



Основні характеристики:



Повсякденна функціональна рухомість з динамічним зменшенням ваги



Переміщення між ліжком, кріслом чи стільцем



Допомога у відновленні контролю балансу




Здійснення вправ як стоячи, так і сидячи



Динамічний модуль запускається, налаштовується та контролюється за допомогою цифрового пульта керування. Обраний режим роботи чітко вказується, і, перебуваючи в динамічному режимі, на РК-екрані відображається рівень компенсації ваги та час процедури.



КОМПЛЕКТ ГУМОВИХ ДЖГУТІВ, ГАНТЕЛІ, ОБТЯЖУВАЧІ, ТЕРАПЕВТИЧНІ РЕЗИНКИ, ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ПЛАСТИЛІН



Гумові джгути, гантели, обтяжувачі, резинки призначені для медичного застосування в реабілітаційних центрах та медичних установах. Рекомендовані для відновлення під час реабілітаційних процедур щодо функціонування верхніх та нижніх кінцівок пацієнта. Представлені у декількох рівнях опору для застосування на різних етапах реабілітації та відновлення функціонування верхніх та нижніх кінцівок пацієнта.

Терапевтичний пластилін зміцнює ослаблену хватку внаслідок фізичних вправ і використовується для реабілітації або зняття стресу. Пластилін не має запаху, не залишає плям і слідів на руках пацієнта. Крім того, пластилін нетоксичний, нежирний, гіпоалергенний і містить антимікробні засоби. Представлений у декількох рівнях опору.

ПОЯС ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ПАЦІЄНТА АМ-П

Пояс для переміщення хворого оснащений двома ручками, які полегшують переміщення пацієнта.

Стабільний замок, а також підтримка в критичних точках переміщення дає пацієнтові відчуття безпеки під час переміщення або виконання вправ.



Розмір	Обхват в поясі	Обхват стегон
S	65-75 CM	40-44 CM
M	75-85 CM	44-48 CM
L	85-97 CM	48-52 CM
XL	97-110 CM	52-56 CM
XXL	110-125 CM	56-60 CM
XXXL	125-145 CM	60-64 CM

ОСОБЛИВОСТІ:




- ЕФЕКТИВНА СТАБІЛІЗАЦІЯ -

завдяки застосуванню відповідних поясів і ручок



- ЗРУЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ -

досить легко пояс одягається і знімається з пацієнта



ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ СЕНСОРНИХ ТА РУХОВИХ ФУНКЦІЙ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ

ІНВЕНТАР ДЛЯ ДРІБНОЇ МОТОРИКИ ДОЗВОЛЯЄ ВИКОНУВАТИ РІЗНІ ВПРАВИ ДЛЯ ПАЛЬЦІВ, КИСТІ І ЗАП'ЯСТЯ.

Вироби мають різні ступені жорсткості:

- з слабким опором ідеальні для початкових етапів реабілітації кисті і збільшення амплітуди рухів пальців, тренування захвату і зміцнення м'язів
- з більшою жорсткістю (опором) можуть використовуватись спортсменами для тренувань і збільшення сили.



СТОЛИК МАНУАЛЬНИЙ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ З НАВАНТАЖЕННЯМ ТБ/О



ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ РУХЛИВОСТІ СУГЛОБІВ, ЗБІЛЬШЕННЯ М'ЯЗОВОЇ СИЛИ РУК І ПАЛЬЦІВ, РОЗВИТКУ ДРІБНОЇ МОТОРИКИ ПАЛЬЦІВ

Застосовується для відновлення після інсульту, травм і переломів верхньої кінцівки в області зап'ястка і передпліччя, реабілітації наслідків ДЦП.

СТОЛИК РЕГУЛЮЄТЬСЯ ПО ВИСОТІ, Є МОЖЛИВІСТЬ ОБЕРТАННЯ НАВКОЛО СВОЄЇ ОСІ.



АПАРАТ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ РУКИ

ІННОВАЦІЙНЕ РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РУК



Апарат для реабілітації руки ОВЕ поєднує в собі технологію роботизованого екзоскелета і нейробіологію, поєднує активні та пасивні тренування,



Охоплює всі етапи реабілітації рук. Допомагає пацієнтам тренувати і відновлювати рухові функції рук за допомогою серії пасивних і активних вправ, для відновлення здатності до повноцінної роботи рук.



СІМ РЕЖИМІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ:

- ПАСИВНЕ ЗГИНАННЯ ТА РОЗГИНАННЯ;
- РОЗРОБКА ОДНОГО/ДЕКІЛЬКОХ ПАЛЬЦІВ;
- ТРЕНУВАННЯ З ЗАВДАННЯМИ;
- АСИСТИВНЕ ТРЕНУВАННЯ;
- ІННОВАЦІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ДЗЕРКАЛЬНИМ ТРЕНУВАННЯМ РУКИ;
- ТРЕНУВАННЯ В РЕЖИМІ ГРИ;
- РЕАБІЛІТАЦІЯ З НАВАНТАЖЕННЯМ.

АКТИВНЕ І ПАСИВНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ

РЕГУЛЬОВАНА КОНСТРУКЦІЯ ФІКСАТОРА



Вертикалізатори

Вертикалізатор СМАРТ призначений для статичної вертикалізації пацієнта.

Використання вертикалізатора:

- ✓ зменшує наслідки, пов'язані з постійним перебуванням пацієнта в сидячому або лежачому положенні
- ✓ позитивно стимулює до подолання наслідків травми або хвороби.

Відкидний столик регулюється по висоті та куту нахилу

Система ергономічних обійм, грудної і стегнової, які налаштовуються під параметри пацієнта

Зріст пацієнта: від 50 см до 200 см, максимальна вага - 95 кг.



СМАРТ

Незалежні один від одного фіксатори колін з м'якими наколінниками регулюються по висоті і глибини;

Поворотні ролики з гальмами дають можливість легко переміщати пристрій (в тому числі з пацієнтом).

АКТИВАЛ

Пристрій реабілітаційний АКТИВАЛ допомагає пацієнту приймати положення стоячи і самостійно ходити.

Легка і стабільна рама дає можливість самостійно переміщатися, а сепаратор ступнів запобігає схрещуванню ніг.

2⇄1

Виріб поєднує 2 функції в одному пристрої: **статичну та динамічну**

Стандартна комплектація АКТИВАЛ:

- рама на колесах з гальмами ;
- сепаратор або стабілізатор нижніх кінцівок;
- регульована стегнова обійма;
- регульована грудна обійма;
- обв'язка стабілізуюча таз, поручні.



СЕПАРАТОР НИЖНІХ КІНЦІВОК (ДИНАМІЧНА ФУНКЦІЯ)



СТАБІЛІЗАТОР НИЖНІХ КІНЦІВОК (СТАТИЧНА ФУНКЦІЯ)

Зріст пацієнта: від 70см до 200см, максимальна вага - 95кг

ЗЕБРА ІНВЕНТО

Реабілітаційний пристрій призначений для дітей з обмеженнями опорно-рухової системи, які не навчилися сидіти або мають значні труднощі в прийнятті сидячого положення.

Зріст пацієнта 70-165 см, макс. вага - 60кг

Вертикалізатор підходить для реабілітації дітей

зі знизеним м'язовим тонусом

з спастичністю

при ортопедичних захворюваннях

після хірургічних операцій для зменшення навантаження на одну або обидві нижні кінцівки



Завдяки застосуванню пневматичної пружини можна плавно змінювати кут нахилу сидіння (функція напівлежачого положення) у діапазоні від (+25°) до (-20°).



КОТИК І

Вертикалізатор КОТИК І призначений для передньої вертикалізації дітей (положення лежачи на животі). Пневматичний сервопривід допомагає виставити потрібний кут нахилу пристрою, що значно полегшує контроль дитини в пристрої.

Особливо корисний у випадку з маленькими пацієнтами, які важко переносять вертикалізацію з підтримкою ззаду.

Система бічних опор і ременів



Забезпечує належну стабілізацію та безпеку



Пневматичний підйомник



Зріст пацієнта: 70-100 см, макс. вага - 25 кг

ПАРАПІОН



Статичний **Вертикалізатор ПАРАПІОН** призначений для пасивної вертикалізації пацієнта. Під час цього процесу відбувається адаптація внутрішніх органів, кровоносної системи і відчуття рівноваги до нових умов і більших навантажень.

Система ременів і подушок сконструйована так, щоб пацієнт відчував себе впевнено, в безпеці, і в той самий час вільно і не обмежено.

Вертикалізатор комплектується поворотними колесами, що дозволяють перевозити пацієнта з палати в коридор, в інше приміщення або на двір в стоячому положенні.

Зріст пацієнта: від 90см до 200см, максимальна вага - 95кг

Стандартна комплектація:

- 1 Рама на колесах з гальмами
- 2 Платформа для ніг зі стабілізаторами ступень
- 3 Стабілізатор колін з наколінниками
- 4 Стегнова обойма і ремінь
- 5 Грудна обойма і ремінь
- 6 Столик (для розм.1; розм.2,3 – без столика)

Вертикалізатор ПАРАМОБІЛЬ має модульну конструкцію: в одному пристрої поєднано статичну, динамічну та реабілітаційну функції.

Статична функція утримує пацієнта у вертикальному положенні, забезпечує оптимальну та стабільну підтримку тіла у всіх неврологічних точках (ступні, коліна, таз, грудна клітина, плечовий пояс).

Динамічна функція дозволяє ходити людям з частковим паралічем нижніх кінцівок. Використання ручок полегшує маневрування вертикалізатором і допомагає користувачу почуватися безпечніше. Передпліччя спираються на м'які, анатомічні підпори. Сепаратор для ніг з м'якою оббивкою, запобігає схрещуванню ніг.

Реабілітаційна функція є доповненням комплексної терапії. Встановлений в пристрій електромеханічний ротор дозволяє уже на початкових етапах реабілітації виконувати вправи для нижніх кінцівок в положенні сидючи.

ПАРАМОБІЛЬ



Зріст пацієнта: від 90см до 200см, максимальна вага - 120 кг

КОТИК ІІ ІНВЕНТО

ДАЛМАТИН ІНВЕНТО



Відповідна конфігурація пристрою дає можливість прийняти вертикальне положення з підтримкою ззаду або спереду.

Зміна налаштування пристрою і регулювання кута нахилу, завдяки пневматичному підйомнику, дають можливість плавно підняти дитину з позиції лежачи в положення стоячи.

Система подушок і ременів надійно фіксує тіло дитини, при цьому у дитини є можливість їсти, вчитися або грати в положенні стоячи.



Вертикалізатор **ДАЛМАТИН ІНВЕНТО** виконує функцію:

- реабілітаційного крісла
- статичного вертикалізатора
- кушетки

Зміна положення дитини у вертикалізаторі здійснюється за допомогою пневматичного підйомника

Жилет безпеки і стегновий ремінь мають інноваційні застібки типу «взьми і потягни», що дозволяють миттєво і точно пристебнути дитину в пристрої.

**різні форми
ДЦП**

**ПРИ
ПЕРЕЗАХ
ТА
ПАРАЛІЧАХ**

**Пристрій
можна
використовувати
при наступних
захворюваннях**

**ПРИ
ТРАВМАХ
ОПОРНО-
РУХОВОГО
АПАРАТУ**

**УШКОДЖЕННЯ
ГОЛОВНОГО ТА
СПИННОГО МОЗКУ**



Зріст пацієнта: 70 - 130см, максимальна вага - 45 кг

Зріст пацієнта: 100-165см, макс. вага - 60 кг

ІЗІСТЕНД БАНТАМ

Вертикалізатор ІзіСтенд Бантам призначений для пацієнтів з ДЦП, дистрофією м'язів та іншими розладами, що впливають на функції руху. Унікальність конструкції дозволяє одним простим рухом перевести пацієнта з положення в вертикальне.

Зріст пацієнта: від 71 до 102 см, максимальна вага - 91кг



- зручність при виборі способу переміщення дитини в пристрої
- поступове збільшення діапазону руху в стегновому та колінному суглобах
- використання в інклюзивному навчанні

ЧОТИРЬОХРІВНЕВА СИСТЕМА ВЕРТИКАЛІЗАЦІЇ




ПОЛОЖЕННЯ СИДЯЧИ, ПРОМІЖНИЙ ВАРІАНТ, СТОЯЧИ І ЛЕЖАЧИ

ВЕРТИКАЛІЗАТОР ІЗІСТЕНД СТРЕПСТЕНД



Завдяки підйомним важелям з подвійними шарнірами, вертикалізатор спочатку обережно припіднімає пацієнта, а вже потім поступово тягне до стоячого положення, що в значній мірі зменшує тиск на коліна.



Зріст пацієнта: від 153 до 196 см, максимальна вага - 159 кг

ІзіСтенд СтрепСтенд - це ремінний вертикалізатор, який піднімає пацієнта в положення стоячи безпосередньо з інвалідного візка, ліжка або крісла, без жодних пересаджувань

ВИПРЯМЛЕННЯ В ТАЗОСТЕГНОВОМУ ТА КОЛІННОМУ СУГЛОБАХ

Конструкція вертикалізатору дозволяє повністю випрямити ноги в тазостегновому та колінному суглобах для досягнення всіх переваг від положення стоячи.

ПОСТУПОВА АДАПТАЦІЯ ДО ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ

Вертикалізатор EasyStand StrapStand дає змогу користувачу знаходитись в будь-якому проміжному положенні між сидячи і стоячи. Це також корисно для тих, хто має незначні контрактури в колінах і стегнах.

ЛІФТЕР

Статичний вертикалізатор ЛІФТЕР це сучасний реабілітаційний пристрій. Наявність сидіння з електроприводом дозволяє пацієнту самостійно вставати в пристрої. Сидіння додатково фіксує пацієнта в пристрої.

Сучасна система підтримки вертикалізації з рухомим плечем, мотором та пультом дозволяє приймати вертикальне положення



Простота у використанні
Інтуїтивно зрозуміле регулювання та складання.

Пневматичний підйомник
Газова пружина допомагає встановити потрібний кут нахилу пристрою.

Зріст пацієнта- від 50 до 200 см,
максимальна вага - 95 кг

Стабільна конструкція
Виріб забезпечує належну стабілізацію та безпеку.

Самостійність
Пацієнт може самостійно вставати або переміщатися у пристрої.

Тиха робота
Застосована у виробі газова пружина або електропідйомник працюють майже безшумно.



ІЗІСТЕНД ЦІНГ

Єдиний педіатричний вертикалізатор, який дозволяє лише одним рухом перевести дитину з положення лежачи на спині в положення лежачи на животі без додаткового регулювання підставок для ніг, коліноупорів, спинки.

Зріст пацієнта - до 152 см, макс. вага - 70 кг

ПЕРЕВАГИ:

1 Одним плавним рухом можна позиціонувати дитину в будь-якому положенні: лежачи на спині, вертикально, лежачи на животі з кутом нахилу 20°

2 Великий діапазон регулювання під зріст дитини: від 112 см і вагою до 32 кг до 152 см і вагою до 70 кг

3 Можливість абдукції (відведення) кожної ноги до 30° забезпечує належне вирівнювання ніг в стегнах, колінах, стопах

4 Багатофункціональний столик можна використовувати для проведення терапії в положенні стоячи

5 Індивідуальне налаштування вертикалізатора для дітей з контрактурами

ВЕРТИКАЛІЗАТОР ІЗІСТЕНД ГЛАЙДЕР

Унікальною особливістю ІзіСтенд Глайдер є функція активної вертикалізації. Пацієнт можуть не тільки стояти, а одночасно виконувати фізичні вправи – самостійне (або зі сторонньою допомогою) пересування рукояток викликає відповідний рух ніг (імітація ходьби).

Зріст пацієнта - 122-167 см, макс. вага - 127 кг

✓ тренування функцій верхніх і нижніх кінцівок

✓ налаштування під різний зріст пацієнтів і під різні програми реабілітації

✓ 12 ступенів регулювання навантаження на руки пацієнта

Спеціальна конструкція сидіння з окремими рухомими секціями для кожної ноги забезпечує їх повне розгинання під час стояння чи виконання вправ.

ВЕРТИКАЛІЗАТОР ІЗІСТЕНД ЕВОЛВ

Завдяки модульній конструкції ІзіСтенд Еволв є найбільш універсальним вертикалізатором. Користувач може:

- СИДІТИ
- СТОЯТИ
- ЗАЙНЯТИ ПРОМІЖНЕ ПОЛОЖЕННЯ

Підйом відбувається швидко і плавно за допомогою гідравлічного підйомника.

Зріст пацієнта - 122-208 см, макс. вага - 159кг



РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ ІЗІСТЕНД ЕВОЛВ

збільшення діапазону рухів у тазостегновому, колінних та гомілковостопних суглобах

забезпечення природної симетричної постійної постави

поліпшення фізіологічних функцій (сечовипускання, травлення, дихальних функцій і циркуляції крові)

покращення координації рухів та підвищення тону м'язів

зменшення патології м'язового тону і рефлексів (спазми, контрактури)

запобігання зростанню остеопорозу



Широкий вибір опцій та аксесуарів (більше 60 різних варіантів) дає можливість використання одного вертикалізатора багатьом пацієнтам, які потребують як мінімальної, так і максимальної підтримки при позиціюванні.

БРУСИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ НАВИКІВ ХОДЬБИ



БРУСИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ НАВИКІВ ХОДЬБИ П/У

БРУСИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ НАВИКІВ ХОДЬБИ З ПЕРЕШКОДАМИ Т/У

БРУСИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ СПРИЯННЯ У ВІДНОВЛЕННІ РУХОВИХ ФУНКЦІЙ, ВІДНОВЛЕННІ НАВИЧОК ХОДЬБИ



ТРЕНУВАННЯ СИЛИ НІГ



ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНИХ ТРАВМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ТА НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ



ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ

ПОРУЧНІ РЕГУЛЮЮТЬСЯ ПО ВИСОТІ (63-115 СМ), ШИРИНІ (35-75 СМ). ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА 300СМ.



В брусах Т/У перешкоди використовуються для тренування підйому ноги и навичку переступання.

Доріжка Т/У обладнана боковими стінками з шістью вертикальними рядами, з 5 отворами кожний. Бокові стінки виготовлені з фанери.

ДИНАМІЧНІ СХОДИ-БРУСИ ДСТ 8000

Динамічні сходи-бруси ДСТ 8000 - це реабілітаційний динамічний сходи-бруси тренажер, з можливістю регулювати висоту сходинок, який розроблено для здобуття навичок ходьби, самостійного підйому сходами, відновити рухливість і незалежність.

Тренажер спеціально розроблено для проведення реабілітації на різних етапах після таких хвороб як :
інсульт, травми хребта, після операцій ендопротезування, неврологічних травм, ампутації і протезуванні нижніх кінцівок, ДЦП.

Характеристики:

- пульт управління с 2-ма кнопками
- електронне регулювання висоти сходинок
- регульованість висоти поручнів
- протиковзаюча поверхня
- можливість використання на інвалідному візку
- легке пересування тренажеру по приміщенню



ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС BALANCE TRAINER

Програмно-технічний комплекс Balance Trainer призначений для профілактики травм та реабілітації щиколоток, колін, стегон та хребта та тренування на координації та рівноваги (балансу).

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ

Все програмне забезпечення на українській мові


Тест на координацію / рівновагу однієї ноги з оцінкою латеральності лівої та правої ноги

Збереження результатів тесту та тренувань

Терапевтичні та тренувальні програми на 2-х та одній нозі

Тренувальні ігри на двох і одній нозі

Друк результатів тесту



Balance
Trainer
2.0

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ СИЛИ ТА ОБ'ЄМУ РУХІВ У СУГЛОБАХ КІНЦІВОК

Крім стандартних функцій серії MOTOMed пристрій **MOTOMED MUVI** має унікальну функцію - одночасне обертання ніг і рук. Це дозволяє скоротити трудомісткість та навантаження на медичний персонал під час реабілітації пацієнта при одночасному підвищенні ефективності терапії.

ЦІЛІ ОДНОЧАСНОЇ ТЕРАПІЇ ДЛЯ РУК ТА НІГ

Активізація залишкової м'язової сили

Зменшення спастичності

Відновлення фізичних здібностей для вирішення задач повсякденного життя.

Стимуляція кісткового метаболізму

Покращення кровообігу

Інтелектуальне програмно-кероване обертання педалей / ручок підлаштовується під кожного пацієнта індивідуально.

MOTOMED MUVI

Ненав'язлива присутність

На інформаційному екрані відображаються основні налаштування

Анімація

Анімаційні зображення інформують про тривалість реабілітації в реальному часі

Читабельність

Великий шрифт для найважливішої інформації

Зручне розташування

Панель управління може бути розміщена внизу, з лівої сторони або з правої сторони екрана.

Візуальний контроль процесу

Кольорова індикація режиму реабілітації

Чіткість та зрозумілість

Показники реабілітації чітко структуровані

Простота використання

Зручне розташування та великий розмір кнопок


ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Максимальна допустима вага пацієнта: 135 кг


Габарити (Д x Ш x В см): 95-108 x 60 x 124-135

Вага пристрою: 51 кг

Розмір екрану: 30,48 см



НАБІР ІНВЕНТАРЮ ДЛЯ СЕНСОРНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ



Набір інвентарю для сенсорної реабілітації складається з виробів з м'якими сенсорними шипами, які надають зігріваючий і релаксуючий ефект, покращують кровопостачання, підсилюють дію фізичних вправ, масажують м'язи і шкіру прямо під час використання.

Підійдуть для рефлексотерапії всіх частин тіла, терапії рук і вправ на розслаблення. Хороший баланс між міцністю і комфортом забезпечує сприятливий і ефективний масаж, що знімає напругу, стимулюючи кровообіг. Мають еластичну форму, завдяки чому добре притискаються і рівномірно масажують, голчаста поверхня покращує приплив крові і як наслідок – відбувається вплив на нервові закінчення. .

НАСТІННЕ ДЗЕРКАЛО ТА/АБО МОБІЛЬНЕ ДЗЕРКАЛО НА КОЛІЩАТКАХ

Дзеркало коригуюче призначене для спостереження під час виконання людиною фізичних вправ. На поверхню дзеркала нанесені спеціальні позначення у вигляді вертикальних та горизонтальних ліній, для відстеження правильної постави пацієнта та виконання правильних рухів.

За допомогою відображення людина стежить за своїми рухами з метою удосконалення їх виконань. Дзеркало має чотириколісні опори, що дозволяє пересувати його в межах приміщення.





ПРАЙС-ЛИСТ

РЕАБІЛІТАЦІЙНА ДОПОМОГА ДОРΟΣЛИМ І ДІТЯМ У СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПІДНЯТТЯ ПАЦІЄНТА В ЛІЖКУ	
Стельовий підйомник GN1 з підйомним кронштейном, підвісною рейковою та зарядною системами	5 400€
КРИСЛО ДЛЯ ДУША	
Стілець для ванни АКВОСЕГО	826-872€
ШИРОКА КУШЕТКА З РЕГУЛЯЦІЄЮ ПО ВИСОТІ	
Реабілітаційний стіл широкий з ручним регулюванням висоти СР-3-Б (з колесами)	2 687€
Реабілітаційний стіл для терапії широкий з електричним регулюванням висоти СР-3Е-Б (з колесами)	3 337€
ДОПОМІЖНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОБІЛЬНОСТІ РІЗНОГО ТИПУ І РОЗМІРУ ВІДПОВІДНО З РОЗПОДІЛОМ ДЛЯ ДОРΟΣЛИХ ТА ДІТЕЙ	
Коляски для осіб з особливими потребами РЕЙСЕР	2 214€- 2 840€
Коляски для осіб з особливими потребами РЕЙСЕР ЕВО	2 451€- 3 033€
ОРТЕЗИ, БАНДАЖІ, СЛІНГИ	
Ортез для нижніх кінцівок ОКД-32	1 480€- 1 690€
ЗАСОБИ ДЛЯ ПОЗИЦІОНУВАННЯ РІЗНИХ ФОРМ ТА РОЗМІРІВ	
Набір аксесуарів для Бобат-терапії (в комплекті: Валик реабілітаційний ВР, Напіввалик реабілітаційний ПР, Куб реабілітаційний КОР та Клиן реабілітаційний КР)	215€
ОБЛАДНАННЯ, МАТЕРІАЛИ ТА ЗАСОБИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ УЧАСТІ В АКТИВНОСТЯХ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДНОВЛЕННЯ КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ	
Сходи для відновлення навиків ходьби з похилою рампою С/У	2 463€
Сходи для відновлення навичок ходьби - С/У-С	2 605€
Кабіна для підвісної терапії ВСЦ-4 (в комплекті набір аксесуарів стандартний)	3 338€
Кабіна для підвісної терапії ВСЦ-4 (в комплекті набір аксесуарів повний)	3 805€
Кабіна для підвісної терапії ВСЦ-4 (в комплекті набір аксесуарів повний та реабілітаційний стіл з електричним регулюванням висоти СР-3Е)	6 327€
Програмно-технічний комплекс для когнітивної терапії РехаКом	5 450€- 24 786€
М'ЯЧІ (ФІТБОЛИ) РІЗНОГО РОЗМІРУ І ФОРМИ	
Набір гімнастичних м'ячів (в комплекті М'яч Овербол (діам.25 см), М'яч гімнастичний Боді Болл 85 (діам. 85см; колір: червоний), М'яч гімнастичний Фізіо 95 (діам.95см; колір синій) та М'яч гімнастичний Фізіо 120 (діам.120см; колір червоний)	292€

СТЕП ПЛАТФОРМИ

Платформа-степер балансувальна Мувін-степ 35x35см	75 €
---	------

ВЕЛОТРЕНАЖЕР

Пристрій для реабілітації MOTOMed loop.la для ніг та рук	8 760€- 10 873€
--	--------------------

Пристрій для реабілітації MOTOMed layson.la для ніг та рук	18 596€- 22 447€
--	---------------------

**МЕХАНІЧНІ ТА/АБО АВТОМАТИЧНІ РОТОРИ ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ
ВЕРХНІХ ТА НИЖНІХ КІНЦІВОК**

Пристрій реабілітаційний для верхніх кінцівок РГ-1	213€
--	------

Пристрій реабілітаційний для нижньої кінцівки РДВ	237€
---	------

Пристрій реабілітаційний для нижніх кінцівок РД-1	237€
---	------

Пристрій реабілітаційний на супінацію передпліччя РС-1	290€
--	------

Пристрій реабілітаційний для нижньої кінцівки РДВ (з фіксатором стопи)	317€
--	------

Пристрій реабілітаційний для нижніх кінцівок РД-1 (з фіксатором стопи)	317€
--	------

Пристрій реабілітаційний для плечового суглобу РБ-1	394€
---	------

Пристрій реабілітаційний для верхніх кінцівок РГ-1 (з регулюванням висоти)	400€
---	------

Пристрій для реабілітації суглобів зап'ястка ПІКТОР	3 770€
---	--------

Пристрій для реабілітації гомілково-ступневого суглоба ДРАКО	3 380€
--	--------

Пристрій для реабілітації гомілково-ступневого та колінного суглобів АВІОР	5 267€
--	--------

РЕАБІЛІТАЦІЙНІ БІГОВІ ДОРІЖКИ

Доріжка КОЛІЗ Терапія - для медичного застосування	18 700€- 21 080€
--	---------------------

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС РЕАБІЛІТАЦІЇ

Багатофункціональний реабілітаційний комплекс КОЛІЗ Трак 60Е	34 730€ - 45 600€
--	----------------------

МОДУЛЬ АКТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Стельовий підйомник СНЗ+ з підйомним кронштейном, підвісною рейковою та зарядною системами та активним модулем для реабілітації	7 382€
---	--------

**КОМПЛЕКТ ГУМОВИХ ДЖГУТІВ, ГАНТЕЛІ, ОБТЯЖУВАЧІ,
ТЕРАПЕВТИЧНІ РЕЗИНКИ, ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ПЛАСТИЛІН**

Набір інвентарю: Обтяжувачі для зап'ястка та гомілки (0,5 кг (пара) + 1 кг (пара)+2кг (пара)), Еластична трубка з рукоятками 120см (слабка, колір жовтий)	90€
--	-----

Набір гантелей з вініловим покриттям (0,5 - 3кг по 1 шт)	125€
--	------

Набір терапевтичного пластиліну різної жорсткості	70€
---	-----

Набір обтяжувачів для зап'ястка/гомілки (від 0,5 до 2кг)	104€
--	------

РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ПОЯСИ ДЛЯ СТРАХУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ПІД ЧАС ХОДЬБИ

Пояс для переміщення пацієнта АМ-П	199€
------------------------------------	------

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ СЕНСОРНИХ ТА РУХОВИХ ФУНКЦІЙ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ

Набір інвентарю для відновлення сенсорних та рухових функцій верхньої кінцівки в комплекті:	203€
• Набір м'ячиків-присосок Тера Воллі (28шт.; діам.5,5см),	
• Майстер плюс (м'який м'яч - синій),	
• Тренажер для зап'ястку з регулюванням опору,	
• Ролик сенсорний (16см; колір синій),	
• М'ячик сенсорний Рефлекс 6 (40гр.; діам.6см; колір синій),	
• М'ячик сенсорний Рефлекс 9 (120гр.; діам.9см; колір синій), • Кільце сенсорне Аку-рінг (діам.17см) шт.)	

Набір терапевтичного пластиліну різної жорсткості	70€
---	-----

Набір еспандерів для розробки верхніх кінцівок	210€
--	------

Апарат для реабілітації руки	9 995€
------------------------------	--------

ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОТЯГУВАННЯ ТА ХАПАННЯ, ОДЯГАННЯ/РОЗДЯГАННЯ ТА АДАПТИВНИЙ ОДЯГ

Столик мануальний для реабілітації з навантаженням ТБ/О	714€
---	------

ВЕРТИКАЛІЗАТОРИ РІЗНИХ ТИПІВ ТА РОЗМІРІВ

Пристрій реабілітаційний СМАРТ	1 412€- 1 820€
--------------------------------	-------------------

Пристрій реабілітаційний АКТИВАЛ	1 662€- 1 836€
----------------------------------	-------------------

Пристрій реабілітаційний ЗЕБРА ІНВЕНТО	2 414€- 2 959€
--	-------------------

Пристрій реабілітаційний КОТИК І	2 618€
----------------------------------	--------

Пристрій реабілітаційний ПАРАПІОН	2 827€- 2 944€
-----------------------------------	-------------------

Пристрій реабілітаційний ПАРАМОБІЛЬ	2 893€- 5 299€
-------------------------------------	-------------------

Пристрій реабілітаційний КОТИК ІІ ІНВЕНТО	3 350€- 3 542€
---	-------------------

Пристрій реабілітаційний ДАЛМАТИН ІНВЕНТО	3 687€- 3 977€
---	-------------------

Вертикалізатор ІзіСтенд Бантам	8 421€- 13 000€
--------------------------------	--------------------

Вертикалізатор ІзіСтенд СтрепСтенд	7 583€- 10 662€
------------------------------------	--------------------

Пристрій реабілітаційний ЛІФТЕР	5 479€
---------------------------------	--------

Вертикалізатор ІзіСтенд Цінг	9 053€- 12 323€
------------------------------	--------------------

Вертикалізатор ІзіСтенд Глайдер	16 139€- 15 885€
---------------------------------	---------------------

Вертикалізатор ІзіСтенд Еволв	8 716€- 12 749€
-------------------------------	--------------------

ПОРУЧНІ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ВЗДОВЖ ЗАЛУ ТА/АБО БРУСИ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ У ЗАЛІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ

Бруси для відновлення навиків ходьби П/У	1 158€
--	--------

БРУСИ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ З ПЕРЕШКОДАМИ;

Бруси для відновлення навиків ходьби з перешкодами Т/У	1 717€
--	--------

Динамічні сходи-бруси ДСТ 8000	17 365€ 71 737€
НАПІВСФЕРА БАЛАНСУВАЛЬНА НА ПЛАТФОРМІ	
Напівсфера балансувальна на платформі	177€
<u>ПОДУШКА БАЛАНСИР</u>	
Диск балансувальний Диск-о-сіт	44 €
Програмно-технічний комплекс Balance Trainer	3 895€
Набір для балансування: Дошка для балансування Фрімен та Диск для балансування (60 см)	132 €
Диск балансувальний Стабіліті-вел (діам.40см.;колір сірий)	81 €
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ СИЛИ ТА ОБ'ЄМУ РУХІВ У СУГЛОБАХ КІНЦІВОК	
Апарат для реабілітації руки CI-XP06E	9 995€
Пристрій для реабілітації MOTOMed movi для ніг та рук	14 569€
ОБЛАДНАННЯ, ІГРАШКИ ТА/АБО МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕНСОРНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ ТА РОЗВИТКУ РУХОВИХ НАВИЧОК	
Набір інвентарю для сенсорної реабілітації	70 €
НАСТІННЕ ДЗЕРКАЛО ТА/АБО МОБІЛЬНЕ ДЗЕРКАЛО НА КОЛІЩАТКАХ	
Дзеркало корегуюче – одинарне (1,40м X 0,60м) Л-01	735€
Дзеркало корегуюче з бічними дзеркалами(0,35-0,70-0,35) x 1,60м. Л-02	1 114€
Дзеркало корегуюче з бічними дзеркалами(0,70-0,70-0,70) x 1,60 м. Л-03	1 324€
МЕХАНІЧНИЙ ТА/АБО АВТОМАТИЧНИЙ РОТОР ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ ВЕРХНІХ ТА НИЖНІХ КІНЦІВОК ДЛЯ ЛЕЖАЧИХ ХВОРИХ	
Пристрій для реабілітації MOTOMed layson.la для ніг та рук	18 596€- 22 447€
МЕХАНІЧНИЙ ТА/АБО АВТОМАТИЧНИЙ РОТОР ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ ГОМІЛКОВОСТОПНИХ ТА КОЛІННИХ СУГЛОБІВ	
Пристрій для реабілітації гомілково-ступневого та колінного суглобів ABIOP	5 267€
Пристрій реабілітаційний для нижніх кінцівок РД-1	237€
Пристрій реабілітаційний для нижньої кінцівки РДВ (з фіксатором стопи)	317€
МЕХАНІЧНИЙ ТА/АБО АВТОМАТИЧНИЙ РОТОР ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИХ ТА ЛІКТЬОВИХ СУГЛОБІВ	
Пристрій для реабілітації суглобів зап'ястка ПІКТОР	3 770€
Пристрій реабілітаційний для верхніх кінцівок РГ-1 (з регулюванням висоти)	400€



МЕДИЛАЙН

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

ТЕЛЕФОН

+38 (044) 339-95-85

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА

SD@ML.KIEV.UA

САЙТ

[HTTPS://ML.COM.UA/](https://ml.com.ua/)

